

MERYart to linia nowoczesnych paneli nadłóżkowych klasy premium, która łączy funkcjonalność medyczną z wysoką estetyką wykonania. Dostępne w wersji z frontem z Corianu® lub **szkła hartowanego**, panele te oferują pełną integrację z instalacjami gazowymi, elektrycznymi i teletechnicznymi, a także możliwość indywidualnego doboru grafiki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Korpus wykonany z profili aluminiowych anodowanych montowanych bezpośrednio do ściany
- Dekoracyjny panel frontowy wykonany ze szkła
- Wymiary:
- Długość paneli (standardowo): 1-stanowiskowy – 1500 mm,
- Głębokość: 124 mm
- Wysokość: 270 mm

PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI

- Systemy PPG: AGA / DIN / BS / AFNOR / inne
- Umieszczenie PPG od strony korytarza

OPCJONALNE OŚWIETLENIE

- Rodzaje oświetlenia: LED / 2G11
- Konfiguracja oświetlenia: ogólne, miejscowe, nocne
- Załączanie oświetlenia realizowane włącznikiem/przyciskiem na panelu i/lub ścianie i/lub manipulatorem systemu przyzywowego

CECHY SZCZEGÓLNE

- Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane pod kątem 25 stopni do podłoża, podobnie jak w panelu MERYclassic
- Dobór grafiki ustalany indywidualnie na etapie realizacji



WYPOSAŻENIE TYPOWE DLA SAL SZPITALNYCH

- Punkty poboru gazów medycznych - 1x O2, 1x VAC
- Gniazdo elektryczne 230 V - 3 szt. (2 obwody)
- Gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt.
- Gniazdo teletechniczne RJ-45, kat. 6 - 1 szt.
- Oświetlenie miejscowe 1x 12W LED, 2200 lm: włącznik na panelu
- Oświetlenie nocne 1x 4W LED, 300 lm: włącznik na panelu
- Otworowanie pod system przyzywowy

GNIAZDA ELEKTRYCZNE I TELETECHNIKA

- Gniazda elektryczne: Typ E (FR) / Typ F (Schuko) / Typ G (BS) / inne
- Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45, kategoria 6a lub wyższa
- Gniazda multimedialne: USB, HDMI, inne
- System przyzywowy według wymagań klienta

WERSJA A



WERSJA B (lustrzane odbicie)

