

Sufitowa kolumna zasilająca **LUNAcompact** jest przeznaczona do dystrybucji mediów gazowych i elektrycznych oraz zapewnienia ergonomicznego dostępu do urządzeń niezbędnych w pracy personelu medycznego. To minimalistyczne rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu dostępu do mediów w ściśle określonej przestrzeni.


System znajduje zastosowanie w:

- **salach intensywnej terapii (OIT, OIOM),**
- **salach zabiegowych i opatrunkowych,**
- **salach pacjentów o mniejszym obciążeniu sprzętowym,**
- **pomieszczeniach pomocniczych i przygotowawczych.**

W zależności od konfiguracji może pełnić funkcję:

- **kolumny anestezyjologicznej,**
- **kolumny zabiegowej,**
- **intensywnej opieki medycznej**

Z względu na rodzaj zawieszenia rekomendowana jest do zastosowania jako **kolumna intensywnej opieki medycznej** na mniej wymagających oddziałach szpitalnych, gdzie nie jest wymagana mobilność jednostki.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSOL ZASILAJĄCYCH

- Konsole poziome o szerokości: 600, 700, 800, 900 lub 1000 mm
- Konsole pionowe 3, 4 lub 6-płaszczyznowe, o wysokości: 600, 800, 1000, 1200 lub 1500 mm
- Możliwość realizacji konsol o niestandardowych wymiarach
- Korpus konsoli wykonany z profili aluminiowych
- Osłony sufitowe, pokrywy konsoli oraz osprzęt dodatkowy malowane w kolorze RAL 9002
- Obudowy łożysk, rury nośne, płyty dolne oraz zaślepki malowane w kolorze RAL 9022
- Możliwość niestandardowego malowania pokryw konsoli – dowolny RAL

### PUNKTY POBORU GAZÓW I PRÓŻNI

- Systemy PPG: AGA / DIN / BS / AFNOR / inne
  - PPG: O<sub>2</sub>, AIR, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, VAC
- Ilości PPG według indywidualnej konfiguracji
- Odciąg gazów anestezyjologicznych AGSS

### GNIAZDA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

- Gniazda elektryczne: Typ E (FR) / Typ F (Schuko) / Typ G (BS) / inne
- Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45, kategoria 6a lub wyższa
- Gniazda multimedialne: USB, HDMI i inne
- System przyzywowy według wytycznych Użytkownika

### OPCJONALNE OŚWIETLENIE

- W ścianie głowicy zasilającej
- W spodzie głowicy zasilającej
- Ruchome (lampka), mocowane na szynie

### OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

- Pionowe rury nośne
- Szyny medyczne ze stali kwasoodpornej
- Półki o różnych wymiarach i nośnościach
- Szuflady
- Wysięgniki i wieszaki do płynów infuzyjnych
- Wysięgniki do monitorów lub kardiomonitorów
- Kosze na materiały jednorazowe, na cewniki itp.
- Schowki na nadmiar kabli i węży

#### Przekroje głowic pionowych

