

MERYwall to nowoczesne panele nadłóżkowe ściennie klasy premium, które łączą wysoką estetykę z pełną funkcjonalnością medyczną. Dostępne w wersji z eleganckim wykończeniem z **Corianu®** lub ognioodpornej płyty drewnopochodnej, zapewniają kompleksową integrację systemów medycznych, tworząc spójną i przyjazną przestrzeń dla pacjenta i personelu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Rama aluminiowa montowana bezpośrednio do ściany
- Dekoracyjny panel frontowy wykonany z Corianu® (dowolnym kolor z dostępnej palety)
- Trzy niezależne kanały do instalacji gazów medycznych, gniazd elektrycznych i teletechniki
- Możliwość montażu półki i szyny na panelach
- Korpus oświetleniowy wykonany ze szczotkowanego aluminium
- Wymiary:
- Długość paneli (standardowo): 1-stanowiskowy – 1600 mm,
- Wysokość: 1700 mm
- Głębokość: 75 mm (165 mm z lampą)

PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI

- Systemy PPG: AGA / DIN / BS / AFNOR / inne
- Umieszczenie PPG od strony korytarza

OPCJONALNE OŚWIETLENIE

- Rodzaje oświetlenia: LED
- Konfiguracja oświetlenia: ogólne, miejscowe, nocne
- Oświetlenie LED Ambient Light
- Załączanie oświetlenia realizowane włącznikiem/przyciskiem na panelu i/lub ścianie i/lub manipulatorem systemu przyzywowego

CECHY SZCZEGÓLNE

- Korpus oświetleniowy wykonany ze szczotkowanego aluminium

WYPOSAŻENIE TYPOWE DLA SAL SZPITALNYCH


- Punkty poboru gazów medycznych - 1x O₂, 1x VAC
- Gniazdo elektryczne 230 V - 3 szt. (2 obwody)
- Gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt.
- Gniazdo teletechniczne RJ-45, kat. 6 - 1 szt.
- Oświetlenie ogólne 1x 48W LED, 8800 lm: włącznik na panelu
- Oświetlenie miejscowe 1x 24W LED, 4400 lm: włącznik na panelu
- Oświetlenie LED Ambient Light 2x 12W LED, 2x 2200 lm: włącznik na panelu
- Oświetlenie nocne 1x 6W LED, 1100 lm: włącznik na panelu
- Otworowanie pod system przyzywowy

GNIAZDA ELEKTRYCZNE I TELETECHNIKA

- Gniazda elektryczne: Typ E (FR) / Typ F (Schuko) / Typ G (BS) / inne
- Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45, kategoria 6a lub wyższa
- Gniazda multimedialne: USB, HDMI, inne
- System przyzywowy według wymagań klienta

WERSJA A

E – Wejście instalacji elektrycznej
G – Wejście instalacji gazowej



WERSJA B

(lustrzane odbicie)

